



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара  
**Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**  
редни број јавне набавке за текућу годину  
**308A/2015**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13 од 29.03.2013. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 104/13 од 27.11.2013. године), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **доц. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **308A/2015**Предмет набавке (добра): **Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Тања Данић**Електронска адреса: **tanja.danic@kcs.ac.rs**Телефон: **011/2656-473**, Факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**1. *Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:***ДОБРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, ОРН:33141500**2. *Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:***ДОБРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, ОРН:33141500**

|    |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SPECIFIČNI TEST KITOVI ZA CITOLOGIJU/CITOHEMIJU sa CE sertifikatom i sertifikatom za hematolosku citohemiju</b>                                      |
| 1  | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti alkalne fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost ALPA, kat No 1.16300 ili одговарајући                      |
| 2  | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti kisele fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost SP, kat No 1.16304 ili одговарајући                         |
| 3  | Vodeni agens za pokrivanje preparata sa enzimskom citohemijom, MERCK Aquatex embedding agent, kat No 1.08562 ili одговарајући                           |
| 4  | Mesavina tecnih fiksativa, metanola i acetona za enzimsku citohemiju u hematologiji, Merck 112327 leukognost mixture, ili одговарајући                  |
| 5  | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti ANAE u leukocitima, Merck 116301 leukognost, EST, ANAE kit ili одговарајући                                  |
| 6  | Brilijant krezil plava boja u kristalu sa sertifikatom za citohemiju u hematologiji, Merck 101368 Certistain supstanca, pak 25 gr, ili одговарајући     |
| 7  | Schiff-reagens za hematolosku citologiju (Merck 1.09033 ili одговарајући). 500ml                                                                        |
| 8  | Mayer hematoksin/hemalum, za primenu u hematoloskoj citohemiji, Merck ili одговарајући boca 500ml, 1.09249                                              |
| 9  | Giemsa, boja za hematolosku citologiju, Merck ili одговарајући, boca 500ml 1.09204.0500                                                                 |
| 10 | May Grunwald rastvor, fiksativ i boja za hematolosku citologiju, Merck ili одговарајући, boca 500ml 1.01424.0500                                        |
|    | <b>Potrošni materijal- Becton Dickinson или одговарајући, за aparat FACSCalibur flow-citometer proizvođača Becton Dickinson</b>                         |
| 11 | BD Calibrite Beads, Unlabeled, FITC, PE (25 testova/pak)                                                                                                |
| 12 | BD Calibrite APC (25 testova/pak.)                                                                                                                      |
| 13 | BD Calibrite PerCP-Cy5.5 (25 testova/pak.)                                                                                                              |
| 14 | BD Calibrite PerCP Beads (25 testova/pak)                                                                                                               |
| 15 | BD CellFIX (1000 testova/pak.)                                                                                                                          |
| 16 | BD IntraSure™ Kit (50 testova/pak)                                                                                                                      |
| 17 | BD Stem Cell Control Kit (Bi-Level Control), 2x2ml/pak.                                                                                                 |
| 18 | BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 ml/ pak.                                                                                                        |
|    | <b>Monoklonska antitela za protočnu citometriju za rad na protočnom citometru FACS Calibur</b>                                                          |
| 19 | CD45-PerCP, clone 2D1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                        |
| 20 | CD79a-PE, clone HM47, Isotype IgG1, Intracellular Ag form, 50 testova                                                                                   |
| 21 | CD19-PerCP-Cy5.5, clone SJ25C1, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                |
| 22 | CD34-APC, clone 8G12, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                         |
| 23 | Mouse Anti-Kappa -PE, clone TB28-2, membrane Ag form, 50 testova                                                                                        |
| 24 | Mouse Anti-Lambda -FITC, clone 1-155-2, membrane Ag form, 50 testova                                                                                    |
| 25 | Anti-Myeloperoxidase-FITC, clone 5B8, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                          |
| 26 | CD16-PE, clone B73.1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                         |
| 27 | FMC7-FITC, clone FMC7, Isotype IgM, 50 testova                                                                                                          |
| 28 | CD23-PE, clone EBVCS-5, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                        |
| 29 | CD25-FITC, clone 2A3, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                         |
| 30 | CD56-PE, clone MY31, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                          |
| 31 | CD56-PE, clone NCAM16.2, Isotype IgG2b, 50 testova                                                                                                      |
| 32 | CD7-FITC, clone M-T701, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                        |
| 33 | CD19-PE, clone 4G7, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                            |
| 34 | CD10-PE, clone HI10a, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                          |
| 35 | CD11b-PE, clone D12, Isotype IgG2a, 100 testova                                                                                                         |
| 36 | CD11c-APC, clone S-HCL-3, Isotype IgG2b, 100 testova                                                                                                    |
|    | <b>Imunohistohemija, monoklonska antitela i sistemi-kitovi za vizuelizaciju za dijagnostiku u patologiji</b>                                            |
| 37 | Antibody Diluent, with Background Reducing agent                                                                                                        |
| 38 | Standardni sistem normalne osetljivosti za vizuelizaciju na bazi peroksidaze (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39                                                                                   | Sistem za vizuelizaciju poboljšane osetljivosti na osnovu polimera, zasnovan na peroksidazi (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije                                |
| 40                                                                                   | Sistem za vizuelizaciju visokog stepena osetljivosti, zasnovan na bazi polimera                                                                                                                       |
| 41                                                                                   | Hromogen supstrat za peroksidazu na bazi AEC ili DAB                                                                                                                                                  |
| 42                                                                                   | Vodeni rastvor za pokrivanje preparata, sertifikiran za enzimo i imunohistohemiju Aqueous Mounting Medium od 15 ml                                                                                    |
| 43                                                                                   | DPX rastvor za pokrivanje preparata                                                                                                                                                                   |
| <b>Monoklonska antitela za patologiju</b>                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                                                                   | CD45, Leucocyte Common Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren klon 2B11+PD7/26,                                                                                                                  |
| 45                                                                                   | EMA, Epithelial Membrane Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren, klon E29                                                                                                                        |
| 46                                                                                   | HLA-DR Antigen, Alpha chain, Culture supernatant, conc, 1ml, clone TAL.1B5                                                                                                                            |
| 47                                                                                   | TdT, Clone EP266, RTU                                                                                                                                                                                 |
| 48                                                                                   | DBA 44 Leukemia, Hairy Cell, koncentrovani 1 ml, klon DBA44                                                                                                                                           |
| 49                                                                                   | Myeloperoxidase, 7ml, RTU                                                                                                                                                                             |
| 50                                                                                   | ALK Protein, CD246, CLONE ALK1, 1ml koncentrovani                                                                                                                                                     |
| 51                                                                                   | BCL2 Oncoprotein, koncentrovani, 1 ml, klon 124                                                                                                                                                       |
| 52                                                                                   | BCL6 Protein Culture supernatant, konc. 1ml klon PG-B6p                                                                                                                                               |
| 53                                                                                   | Epstein-Barr Virus, LMP, 1ml, klon CS.1-4, Culture supernatant                                                                                                                                        |
| 54                                                                                   | CD1a, Culture supernatant, konc. 1ml, klon 010                                                                                                                                                        |
| 55                                                                                   | CD3, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon SP7                                                                                                                                       |
| 56                                                                                   | CD5, T Cell, RTU-CD5-4C7, 7 ml, klon 4C7                                                                                                                                                              |
| 57                                                                                   | CD7, clone CBC.37, 1ml, koncentrovan                                                                                                                                                                  |
| 58                                                                                   | Cyclin D1, Culture supernatant, koncentrovani 1ml. Klon SP4                                                                                                                                           |
| 59                                                                                   | CD15, Granulocyte-Associated Antigen, Culture supernatant, konc, 1 ml, klon Carb-3                                                                                                                    |
| 60                                                                                   | CD20-Cy, B Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1ml, klon L26                                                                                                                                    |
| 61                                                                                   | CD23, B Cell, klon 1B12, 7ml, RTU,                                                                                                                                                                    |
| 62                                                                                   | CD30, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon Ber-H2                                                                                                                                           |
| 63                                                                                   | CD34 Class II, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon QBEnd10                                                                                                                                 |
| 64                                                                                   | CD117, c-kit, Affinity isolated, koncentrovan, 0,1ml, clone 104D2                                                                                                                                     |
| 65                                                                                   | CD38, Plasma Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon VS38C                                                                                                                               |
| 66                                                                                   | CD138, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, clone MI15                                                                                                                                             |
| 67                                                                                   | CD43, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon DF-T1                                                                                                                                            |
| 68                                                                                   | CD45R0, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 klon UCHL-1                                                                                                                                     |
| 69                                                                                   | Ki 67 Antigen, Culture supernatant, koncentrat, 1ml, klon MIB-1                                                                                                                                       |
| 70                                                                                   | CD79a, B Cell, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon JCB117                                                                                                                                    |
| 71                                                                                   | Granzyme B, Purified, koncentrovan, 1ml, klon GrB-7                                                                                                                                                   |
| 72                                                                                   | IgA, Specific for Alpha-Chains, pripremljen za upotrebu,                                                                                                                                              |
| 73                                                                                   | IgD, Specific for Delta-HeavyChain Culture supernatant, konc., 1 ml, klon Ab-1?                                                                                                                       |
| 74                                                                                   | IgG, konc, 1 ml, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                                                                                                                                         |
| 75                                                                                   | IgM, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                                                                                                                                                     |
| 76                                                                                   | Kappa Light Chains, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                                                                                                                                          |
| 77                                                                                   | Lambda Light Chains, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                                                                                                                                         |
| 78                                                                                   | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, 1 ml, clone Y2/51                                                                                                                                                   |
| 79                                                                                   | Glycophorin A, RTU, klon JC159                                                                                                                                                                        |
| 80                                                                                   | MUM 1 Protein, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon MUM1P                                                                                                                                     |
| 81                                                                                   | PAX-5, Clone DAK-Pax5, RTU                                                                                                                                                                            |
| 82                                                                                   | CD56, 1ml, clone 123C3                                                                                                                                                                                |
| 83                                                                                   | CD10 klon 56C6, RTU-CD10-270, 7ml                                                                                                                                                                     |
| 84                                                                                   | Lysozyme, RTU                                                                                                                                                                                         |
| 85                                                                                   | CD57, Culture supernatant, 1ml, clone TB01                                                                                                                                                            |
| 86                                                                                   | Annexin A-1, 7ml                                                                                                                                                                                      |
| 87                                                                                   | CD33, clon PWS44/NCL-L CD33                                                                                                                                                                           |
| 88                                                                                   | Cytokeratin, Pan AB-1, clon AE1/AE3, 7ml                                                                                                                                                              |
| 89                                                                                   | Vimentin, clon V9, 11ml                                                                                                                                                                               |
| 90                                                                                   | S-100, 7ml                                                                                                                                                                                            |
| 91                                                                                   | CD68, Macrophage Antigen, pripremljen za upotrebu, clone PG-M1                                                                                                                                        |
| <b>Reagensi za određivanje lakih lanaca imunoglobulina za bolesnike sa mijelomom</b> |                                                                                                                                                                                                       |
| 92                                                                                   | Freelite™ Kappa Latex kit                                                                                                                                                                             |
| 93                                                                                   | Freelite™ Lambda Latex kit                                                                                                                                                                            |
| 94                                                                                   | SPA plus reagent diluent solution pack, SN080.S                                                                                                                                                       |
| 95                                                                                   | SPA plus weakly wash protocol&bottles, IK050S                                                                                                                                                         |
| 96                                                                                   | SPA plus reaction cuvetes, pak, 20-07-0126                                                                                                                                                            |
| 97                                                                                   | SPA plus Alkaline Washing Solution, 500ml, SP2208                                                                                                                                                     |
| 98                                                                                   | SPA plus Acid Washing Solution, 500ml, SP2209                                                                                                                                                         |
| <b>REAGENSI ZA KULTURU ČELIJA</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| 99                                                                                   | ELISA kit za određivanje koncentracije humanog endogenog eritropoetina (Epo) u telesnim tečnostima a' 96 testova                                                                                      |
| 100                                                                                  | Standardne kontrole za humani eritropoetin u serumu                                                                                                                                                   |
| 101                                                                                  | Fetalni teleći serum za kulture ćelija (Fetal Bovine Serum (FBS, FCS), endotoxin and hemoglobin tested, cell culture tested, hybridoma tested, sterile-filtered, for in vitro diagnostic use) a'100ml |
| <b>Reagensi i DNK probe specifični za FISH u CLL i MM</b>                            |                                                                                                                                                                                                       |
| 102                                                                                  | FISH probe za hroničnu limfocitnu leukemiju (13q14.3, 11q22.3, CEP12, 17p13.1) obeležene narandžastim ili                                                                                             |

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | zelenim fluorohromom                                                           |
| <b>103</b> | LSI p53 (17p13.1) obeležene narandžastim fluorohromom                          |
| <b>104</b> | LSI FGFR3/LSI IGH, t(4p16;14q32) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom |
| <b>105</b> | LSI IGH/LSI MAF, t(14q32;16q23) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom  |
| <b>106</b> | 1q21/1p36, obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                       |

### **3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ**

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5а**
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И ЧЛАНА 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог бр. 5б**
6. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр. 6**
7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
10. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције, итд.) – **Прилог бр. 10** + модели меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
11. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА – **Прилог бр. 11**

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) у даљем тексту – ЗАКОН, и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 104/13 од 27.11.2013. године) у даљем тексту – ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.**

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

**2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део**

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр. 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона.

Прилог бр. 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2.. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава.**

Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

**3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

**6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди**

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страној валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страној валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из члана 77. става 1. тачке 3) Закона мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене**

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

**16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

**17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

**18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**20) Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона**

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној

**21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

**22) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

**23) Средства финансијског обезбеђења**

**23.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

23.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важности понуде.

23.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

23.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

23.1.5 Финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима што је пре могуће, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке о обустави поступка јавне набавке.

**23.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла**

23.2.1 Понуђач је обавезан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСKE ГАРАНЦИЈЕ која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а са роком важења:

- уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
- ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте,
- уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.

23.2.2 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, чија финансијска вредност не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива или

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- **уколико понуђачи као финансијску гаранцију за добро извршење посла доставе бланко меницу, потребно је да доставе и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

**23.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача.**

**24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

**25) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 (шездесет) дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

**26) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора**

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

**27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**28) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**29) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

### 30) Паковање и достављање понуде

- Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблагоприятном.
- Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом поштом или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије,  
Одсек административно-техничких послова (архива)  
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Београд, Пастерова 2  
са назнаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 308А/2015

**ДОБРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија – НЕ ОТВАРАТИ**

### 31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова број 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

### 32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

### 33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ,  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Електронска адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Шифра делатности: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

**ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**

| Редни број партије                                                                                                              | НАЗИВ ДОБАРА                                                                                                                                        | Јед. мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                   | 3         | 4        | 5                               | 6                  | 7           |
| <b>SPECIFIČNI TEST KITOVI ZA CITOLOGIJU/CITOHEMIJU sa CE sertifikatom i certifikatom za hematolosku citohemiju</b>              |                                                                                                                                                     |           |          |                                 |                    |             |
| 1                                                                                                                               | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti alkalne fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost ALPA, kat No 1.16300 ili одговарајући                  | kit       | 7        |                                 |                    |             |
| 2                                                                                                                               | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti kisele fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost SP, kat No 1.16304 ili одговарајући                     | kit       | 1        |                                 |                    |             |
| 3                                                                                                                               | Vodeni agens za pokrivanje preparata sa enzimskom citohemijom, MERCK Aquatex embedding agent, kat No 1.08562 ili одговарајући                       | bocica    | 10       |                                 |                    |             |
| 4                                                                                                                               | Mesavina tecnih fiksativa, metanola i acetona za enzimsku citohemiju u hematologiji, Merck 112327 leukognost mixture, ili одговарајући              | kit       | 8        |                                 |                    |             |
| 5                                                                                                                               | Kit za citohemijsko određivanje aktivnosti ANAE u leukocitima, Merck 116301 leukognost, EST, ANAE kit ili одговарајући                              | kit       | 4        |                                 |                    |             |
| 6                                                                                                                               | Brilijant krezil plava boja u kristalu sa certifikatom za citohemiju u hematologiji, Merck 101368 Certistain supstanca, pak 25 gr, ili одговарајући | pak       | 1        |                                 |                    |             |
| 7                                                                                                                               | Schiff-reagens za hematolosku citologiju (Merck 1.09033 ili одговарајући). 500ml                                                                    | boca      | 2        |                                 |                    |             |
| 8                                                                                                                               | Mayer hematoksilin/hemalum, za primenu u hematoloskoj citohemiji, Merck ili одговарајући boca 500ml, 1.09249                                        | boca      | 2        |                                 |                    |             |
| 9                                                                                                                               | Giemsa, boja za hematolosku citologiju, Merck ili одговарајући, boca 500ml 1.09204.0500                                                             | boca      | 40       |                                 |                    |             |
| 10                                                                                                                              | May Grunwald rastvor, fiksativ i boja za hematolosku citologiju, Merck ili одговарајући, boca 500ml 1.01424.0500                                    | boca      | 60       |                                 |                    |             |
| <b>Potrošni materijal- Becton Dickinson или одговарајући, за апарат FACSCalibur flow-citometer произвођача Becton Dickinson</b> |                                                                                                                                                     |           |          |                                 |                    |             |
| 11                                                                                                                              | BD Calibrite Beads, Unlabeled, FITC, PE (25 testova/pak)                                                                                            | pak       | 4        |                                 |                    |             |
| 12                                                                                                                              | BD Calibrite APC (25 testova/pak.)                                                                                                                  | pak       | 4        |                                 |                    |             |
| 13                                                                                                                              | BD Calibrite PerCP-Cy5.5 (25 testova/pak.)                                                                                                          | pak       | 2        |                                 |                    |             |
| 14                                                                                                                              | BD Calibrite PerCP Beads (25 testova/pak)                                                                                                           | pak       | 2        |                                 |                    |             |
| 15                                                                                                                              | BD CellFIX (1000 testova/pak.)                                                                                                                      | pak       | 5        |                                 |                    |             |
| 16                                                                                                                              | BD IntraSureTM Kit (50 testova/pak)                                                                                                                 | pak.      | 1        |                                 |                    |             |
| 17                                                                                                                              | BD Stem Cell Control Kit (Bi-Level Control), 2x2ml/pak.                                                                                             | pak.      | 1        |                                 |                    |             |
| 18                                                                                                                              | BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 ml/ pak.                                                                                                    | pak.      | 1        |                                 |                    |             |
| <b>Monoklonska antitela za protočnu citometriju за rad na protočnom citometru FACS Calibur</b>                                  |                                                                                                                                                     |           |          |                                 |                    |             |
| 19                                                                                                                              | CD45-PerCP, clone 2D1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                    | kom.      | 4        |                                 |                    |             |
| 20                                                                                                                              | CD79a-PE, clone HM47, Isotype IgG1, Intracellular Ag form, 50 testova                                                                               | kom.      | 2        |                                 |                    |             |
| 21                                                                                                                              | CD19-PerCP-Cy5.5, clone SJ25C1, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                            | kom.      | 4        |                                 |                    |             |
| 22                                                                                                                              | CD34-APC, clone 8G12, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                     | kom.      | 1        |                                 |                    |             |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|--|
| 23                                                                                                           | Mouse Anti-Kappa -PE, clone TB28-2, membrane Ag form, 50 testova                                                                                                       | kom.    | 2     |  |  |  |
| 24                                                                                                           | Mouse Anti-Lambda -FITC, clone 1-155-2, membrane Ag form, 50 testova                                                                                                   | kom.    | 2     |  |  |  |
| 25                                                                                                           | Anti-Myeloperoxidase-FITC, clone 5B8, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                         | kom.    | 2     |  |  |  |
| 26                                                                                                           | CD16-PE, clone B73.1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                                        | kom.    | 1     |  |  |  |
| 27                                                                                                           | FMC7-FITC, clone FMC7, Isotype IgM, 50 testova                                                                                                                         | kom.    | 1     |  |  |  |
| 28                                                                                                           | CD23-PE, clone EBVCS-5, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                       | kom.    | 1     |  |  |  |
| 29                                                                                                           | CD25-FITC, clone 2A3, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                                        | kom.    | 1     |  |  |  |
| 30                                                                                                           | CD56-PE, clone MY31, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                                         | kom.    | 1     |  |  |  |
| 31                                                                                                           | CD56-PE, clone NCAM16.2, Isotype IgG2b, 50 testova                                                                                                                     | kom.    | 1     |  |  |  |
| 32                                                                                                           | CD7-FITC, clone M-T701, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                       | kom.    | 2     |  |  |  |
| 33                                                                                                           | CD19-PE, clone 4G7, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                           | kom.    | 1     |  |  |  |
| 34                                                                                                           | CD10-PE, clone HI10a, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                         | kom.    | 2     |  |  |  |
| 35                                                                                                           | CD11b-PE, clone D12, Isotype IgG2a, 100 testova                                                                                                                        | kom.    | 1     |  |  |  |
| 36                                                                                                           | CD11c-APC, clone S-HCL-3, Isotype IgG2b, 100 testova                                                                                                                   | kom.    | 1     |  |  |  |
| <b>Imunohistohemija, monoklonska antitela i sistemi-kitovi za vizuelizaciju za dijagnostiku u patologiji</b> |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |
| 37                                                                                                           | Antibody Diluent, with Background Reducing agent                                                                                                                       | ml      | 500   |  |  |  |
| 38                                                                                                           | Standardni sistem normalne osetljivosti za vizuelizaciju na bazi peroksidaze (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije                | testova | 3.300 |  |  |  |
| 39                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju poboljšane osetljivosti na osnovu polimera, zasnovan na peroksidazi (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije | testova | 1.100 |  |  |  |
| 40                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju visokog stepena osetljivosti, zasnovan na bazi polimera                                                                                        | testova | 100   |  |  |  |
| 41                                                                                                           | Hromogen supstrat za peroksidazu na bazi AEC ili DAB                                                                                                                   | testova | 5.000 |  |  |  |
| 42                                                                                                           | Vodeni rastvor za pokrivanje preparata, certificiran za enzime i imunohistohemiju Aqueous Mounting Medium od 15 ml                                                     | kom     | 30    |  |  |  |
| 43                                                                                                           | DPX rastvor za pokrivanje preparata                                                                                                                                    | ml      | 1.000 |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za patologiju</b>                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |
| 44                                                                                                           | CD45, Leucocyte Common Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren klon 2B11+PD7/26,                                                                                   | kom     | 2     |  |  |  |
| 45                                                                                                           | EMA, Epithelial Membrane Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren, klon E29                                                                                         | kom     | 2     |  |  |  |
| 46                                                                                                           | HLA-DR Antigen, Alpha chain, Culture supernatant, conc, 1ml, clone TAL.1B5                                                                                             | kom     | 1     |  |  |  |
| 47                                                                                                           | TdT, Clone EP266, RTU                                                                                                                                                  | kom     | 2     |  |  |  |
| 48                                                                                                           | DBA 44 Leukemia, Hairy Cell, koncentrovani 1 ml, klon DBA44                                                                                                            | kom     | 1     |  |  |  |
| 49                                                                                                           | Myeloperoxidase, 7ml, RTU                                                                                                                                              | kom     | 2     |  |  |  |
| 50                                                                                                           | ALK Protein, CD246, CLONE ALK1, 1ml koncentrovani                                                                                                                      | kom     | 1     |  |  |  |
| 51                                                                                                           | BCL2 Oncoprotein, koncentrovani, 1 ml, klon 124                                                                                                                        | kom     | 4     |  |  |  |
| 52                                                                                                           | BCL6 Protein Culture supernatant, konc. 1ml klon PG-B6p                                                                                                                | kom     | 3     |  |  |  |
| 53                                                                                                           | Epstein-Barr Virus, LMP, 1ml, klon CS.1-4, Culture supernatant                                                                                                         | kom     | 1     |  |  |  |
| 54                                                                                                           | CD1a, Culture supernatant, konc. 1ml, klon 010                                                                                                                         | kom     | 1     |  |  |  |
| 55                                                                                                           | CD3, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon SP7                                                                                                        | kom     | 4     |  |  |  |
| 56                                                                                                           | CD5, T Cell, RTU-CD5-4C7, 7 ml, klon 4C7                                                                                                                               | kom     | 4     |  |  |  |
| 57                                                                                                           | CD7, clone CBC.37, 1ml, koncentrovan                                                                                                                                   |         | 1     |  |  |  |
| 58                                                                                                           | Cyclin D1, Culture supernatant, koncentrovani 1ml. Klon SP4                                                                                                            | kom     | 1     |  |  |  |
| 59                                                                                                           | CD15, Granulocyte-Associated Antigen, Culture supernatant, konc, 1 ml, klon Carb-3                                                                                     | kom     | 2     |  |  |  |
| 60                                                                                                           | CD20-Cy, B Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1ml, klon L26                                                                                                     | kom     | 5     |  |  |  |

|                                                                                       |                                                                                                                  |     |   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 61                                                                                    | CD23, B Cell, klon 1B12, 7ml, RTU,                                                                               | kom | 3 |  |  |  |
| 62                                                                                    | CD30, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon Ber-H2                                                      | kom | 3 |  |  |  |
| 63                                                                                    | CD34 Class II, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon QBEnd10                                            | kom | 2 |  |  |  |
| 64                                                                                    | CD117, c-kit, Affinity isolated, koncentrovan, 0,1ml, clone 104D2                                                | kom | 2 |  |  |  |
| 65                                                                                    | CD38, Plasma Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon VS38C                                          | kom | 1 |  |  |  |
| 66                                                                                    | CD138, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, clone MI15                                                        | kom | 1 |  |  |  |
| 67                                                                                    | CD43, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon DF-T1                                                       | kom | 1 |  |  |  |
| 68                                                                                    | CD45R0, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 klon UCHL-1                                                | kom | 1 |  |  |  |
| 69                                                                                    | Ki 67 Antigen, Culture supernatant, koncentrat, 1ml, klon MIB-1                                                  | kom | 3 |  |  |  |
| 70                                                                                    | CD79a, B Cell, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon JCB117                                               | kom | 1 |  |  |  |
| 71                                                                                    | Granzyme B, Purified, koncentrovan, 1ml, klon GrB-7                                                              | kom | 1 |  |  |  |
| 72                                                                                    | IgA, Specific for Alpha-Chaines, pripremljen za upotrebu,                                                        | kom | 1 |  |  |  |
| 73                                                                                    | IgD, Specific for Delta-HeavyChain Culture supernatant, konc., 1 ml, klon Ab-1?                                  | kom | 1 |  |  |  |
| 74                                                                                    | IgG, konc, 1 ml, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                                                    | kom | 1 |  |  |  |
| 75                                                                                    | IgM, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                                                                | kom | 1 |  |  |  |
| 76                                                                                    | Kappa Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                                                    | kom | 1 |  |  |  |
| 77                                                                                    | Lambda Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                                                   | kom | 1 |  |  |  |
| 78                                                                                    | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, 1 ml, clone Y2/51                                                              | kom | 1 |  |  |  |
| 79                                                                                    | Glycophorin A, RTU, klon JC159                                                                                   | kom | 1 |  |  |  |
| 80                                                                                    | MUM 1 Protein, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon MUM1P                                                | kom | 3 |  |  |  |
| 81                                                                                    | PAX-5 , Clone DAK-Pax5, RTU                                                                                      | kom | 3 |  |  |  |
| 82                                                                                    | CD56 , CD56, 1ml, clone 123C3                                                                                    | kom | 1 |  |  |  |
| 83                                                                                    | CD10 klon 56C6, RTU-CD10-270, 7ml                                                                                | kom | 5 |  |  |  |
| 84                                                                                    | Lysozyme, RTU                                                                                                    | kom | 1 |  |  |  |
| 85                                                                                    | CD57, Culture supernatant, 1ml, clone TB01                                                                       | kom | 1 |  |  |  |
| 86                                                                                    | Annexin A-1, 7ml                                                                                                 | kom | 1 |  |  |  |
| 87                                                                                    | CD33, clon PWS44/NCL-L_CD33                                                                                      | kom | 1 |  |  |  |
| 88                                                                                    | Cytokeratin, Pan AB-1, clon AE1/AE3, 7ml                                                                         | kom | 1 |  |  |  |
| 89                                                                                    | Vimentin, clon V9, 11ml                                                                                          | kom | 1 |  |  |  |
| 90                                                                                    | S-100, 7ml                                                                                                       | kom | 1 |  |  |  |
| 91                                                                                    | CD68, Macrophage Antigen, pripremljen za upotrebu, clone PG-M1                                                   | kom | 2 |  |  |  |
| <b>Reagensi za odredjivanje lakih lanaca imunoglobulina za bolesnike sa mijelomom</b> |                                                                                                                  |     |   |  |  |  |
| 92                                                                                    | Freelite™ Kappa Latex kit                                                                                        | kom | 2 |  |  |  |
| 93                                                                                    | Freelite™ Lambda Latex kit                                                                                       | kom | 2 |  |  |  |
| 94                                                                                    | SPA plus reagent diluent solution pack, SN080.S                                                                  | kom | 2 |  |  |  |
| 95                                                                                    | SPA plus weakly wash protocol&bottles, IK050S                                                                    | kom | 2 |  |  |  |
| 96                                                                                    | SPA plus reaction cuvetes, pak, 20-07-0126                                                                       | kom | 1 |  |  |  |
| 97                                                                                    | SPA plus Alkaline Washing Solution, 500ml, SP2208                                                                | kom | 1 |  |  |  |
| 98                                                                                    | SPA plus Acid Washing Solution, 500ml, SP2209                                                                    | kom | 1 |  |  |  |
| <b>REAGENSI ZA KULTURU ČELIJA</b>                                                     |                                                                                                                  |     |   |  |  |  |
| 99                                                                                    | ELISA kit za određivanje koncentracije humanog endogenog eritropoetina (Epo) u telesnim tečnostima a' 96 testova | kom | 2 |  |  |  |
| 100                                                                                   | Standardne kontrole za humani eritropoetin u serumu                                                              | kom | 1 |  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 101                                                       | Fetalni teleći serum za kulture ćelija (Fetal Bovine Serum (FBS, FCS), endotoxin and hemoglobin tested, cell culture tested, hybridoma tested, sterile-filtered, for in vitro diagnostic use) a'100ml | kom | 5 |  |  |  |
| <b>Reagensi i DNK probe specifični za FISH u CLL i MM</b> |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |
| 102                                                       | FISH probe za hroničnu limfocitnu leukemiju (13q14.3, 11q22.3, CEP12, 17p13.1) obeležene narandžastim ili zelenim fluorohromom                                                                        | pak | 2 |  |  |  |
| 103                                                       | LSI p53 (17p13.1) obeležene narandžastim fluorohromom                                                                                                                                                 | pak | 1 |  |  |  |
| 104                                                       | LSI FGFR3/LSI IGH, t(4p16;14q32) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                        | pak | 2 |  |  |  |
| 105                                                       | LSI IGH/LSI MAF, t(14q32;16q23) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                         | pak | 2 |  |  |  |
| 106                                                       | 1q21/1p36, obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                                              | pak | 1 |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија без ПДВ-а</b>        |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |
| <b>ПДВ ..... (уписати стопу)</b>                          |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија са ПДВ-ом</b>        |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |

**Напомена:** Количине добара које су предмет ове јавне набавке представљају оквирне потребе наручиоца за период од годину дана.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>РОК ИСПОРУКЕ:</b>                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| <b>Напомена:</b> Наручилац захтева да испорука буде sukcesivна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 дана, нити дужи од 7 дана од пријема захтева наручиоца. |                                                                                                        |
| <b>ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Напомена:</b> Понуђена добра, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.                                                                                |                                                                                                        |
| <b>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</b>                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| <b>Напомена:</b> Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.                                                                       |                                                                                                        |
| <b>РОК ПЛАЋАЊА:</b>                                                                                                                                            | Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре. |
| <b>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Напомена:</b> Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.                 |                                                                                                        |
| <b>ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:</b>                                                                                                          |                                                                                                        |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CASSA SCONTO:</b> | За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____% |
|                      | За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____% |
|                      | За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____% |

**Напомена:** Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

#### ПОНУДУ ПОДНОСИМ

(обавезно заокружити начин подношења понуде):

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

**ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

**Напомена наручиоца:**

Ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о јавном отварању понуда и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца [www.kcs.ac.rs](http://www.kcs.ac.rs), ЈАВНЕ НАБАВКЕ, могу преузети табелу из из прилога број 6 конкурсне документације у које ће уносити захтеване податке. Овако попуњен прилог, понуђачи треба да сниме на CD и доставе у истој коверти са понудом.

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.

У складу са чланом 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

| Ред. бр. | ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                 | Прилог број | Бр. страна у прилогу |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|-------------|----------------------|
|          | Назив доказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Врој | Датум | Издат од стране |             |                      |
| 1.       | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><b>Напомена:</b> Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                 |             |                      |
| 2.       | <p><b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p><b>Доказ за правно лице:</b></p> <p>-Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>Доказ за законског заступника/е:</b></p> <p>-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси <b>предузетник/физичко лице</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> |      |       |                 |             |                      |
| 3.       | <p><b>Услов:</b> Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.</p> <p><b>Доказ за правно лице:</b> Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.</p> <p><b>Доказ за предузетника:</b> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.</p> <p><b>Доказ за физичко лице:</b> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.</b></p> <p><b>Напомена:</b> Потврда Агенције за привредне регистре <b>се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке</b>, већ је потребно да ниједна забрана обављања делатности није на снази.</p>                                                                                                              |      |       |                 |             |                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4. | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p><b>Доказ:</b> Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>                      |  |  |  |  |  |
| 5. | <p><b>Услов:</b> Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.</p> <p><b>Доказ:</b> Решење о дозволи за бављење прометом на велико медицинских средстава или решење о дозволи производње, оба донета од стране Министарства здравља РС.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 6. | <p><b>Услов:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.</p> <p><b>Доказ:</b> Потписана и оверена изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (прилог бр. 5б)</p>                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 7. | Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 8. | <p><b>Услов:</b> Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке.</p> <p><b>Докази:</b></p> <p>1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији РС или носиоца дозволе за стављење у промет добара, односно носиоца решења о упису добара у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС-а.</p> <p>2) Изјава понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 10% понуђених количина добара.</p> |  |  |  |  |  |

#### **Напомена:**

- У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача;
- Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе;
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа:
  - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;
  - Решење (извод) о упису понуђача у Регистар понуђача који се води код АПР-а.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

У складу са одредбом члана 26. Закона, \_\_\_\_\_ даје:  
(назив понуђача)

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке бр. **308A/2015 – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

М. П.

Потпис понуђача

**Напомена:** Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**, ЈН бр. **308A/2015**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

М. П.

Потпис понуђача

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

---

и

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

**МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**  
**Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**  
**Број јавне набавке: 308A/2015**

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд, ..... 2015. године

1 .....

.....

.....

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности: .....;

Матични број: .....;

ПИБ: .....;

Текући рачун: .....;

Тел/факс: .....;

(у даљем тексту овог уговора: ДОБАВЉАЧ)

и

2 **Клинички центар Србије – Београд**, Пастерова бр. 2, кога заступа в.д. директора, доц. др Милика Ашанин

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ: 100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656-473, 011/2685-597

(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

## УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

### Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија

#### 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добара – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија и то:

| Ред. Број партије                                                                                                  | НАЗИВ ДОБАРА                                                                                                                                        | Јед. мере | Кол. | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |                                   |          |                                 |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      | Каталошки број   | Заштићено име – Комрцијални назив | Паковање | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                   | 3         | 4    | 5                | 6                                 | 7        | 8                               | 9                  | 10          |
| <b>SPECIFIČNI TEST KITOVI ZA CITOLOGIJU/CITOHEMIJU sa CE sertifikatom i certifikatom za hematolosku citohemiju</b> |                                                                                                                                                     |           |      |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 1                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti alkalne fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost ALPA, kat No 1.16300 или одговарајући                 | kit       | 7    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 2                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti kisele fosfataza u leukocitima, MERCK Leukognost SP, kat No 1.16304 или одговарајући                    | kit       | 1    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 3                                                                                                                  | Vodeni agens za pokrivanje preparata sa enzimskom citohemijom, MERCK Aquatex embedding agent, kat No 1.08562 или одговарајући                       | bocica    | 10   |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 4                                                                                                                  | Mesavina tehniх fiksativa, metanola i acetona za enzimsku citohemiju u hematologiji, Merck 112327 leukognost mixture, или одговарајући              | kit       | 8    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 5                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti ANAE u leukocitima, Merck 116301 leukognost, EST, ANAE kit или одговарајући                             | kit       | 4    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 6                                                                                                                  | Brilijant krezil plava boja u kristalu sa certifikatom za citohemiju u hematologiji, Merck 101368 Certistain supstanca, pak 25 gr, или одговарајући | pak       | 1    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 7                                                                                                                  | Schiff-reagens za hematolosku citologiju (Merck 1.09033 или одговарајући). 500ml                                                                    | boca      | 2    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |
| 8                                                                                                                  | Mayer hematoksilin/hemalum, za primenu u hematoloskoj citohemiji, Merck или одговарајући boca                                                       | boca      | 2    |                  |                                   |          |                                 |                    |             |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                  |      |    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                 | 500ml, 1.09249                                                                                                   |      |    |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                               | Giemsa, boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.09204.0500                          | boca | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                              | May Grunwald rastvor, fiksativ i boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.01424.0500 | boca | 60 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Potrošni materijal- Becton Dickinson или одговарајући, за aparat FACSCalibur flow-citometer proizvođača Becton Dickinson</b> |                                                                                                                  |      |    |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                                                              | BD Calibrite Beads, Unlabeled, FITC, PE (25 testova/pak)                                                         | pak  | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                              | BD Calibrite APC (25 testova/pak.)                                                                               | pak  | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                              | BD Calibrite PerCP-Cy5.5 (25 testova/pak.)                                                                       | pak  | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                              | BD Calibrite PerCP Beads (25 testova/pak)                                                                        | pak  | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                              | BD CellFIX (1000 testova/pak.)                                                                                   | pak  | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                              | BD IntraSure™ Kit (50 testova/pak)                                                                               | pak. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                              | BD Stem Cell Control Kit (Bi-Level Control), 2x2ml/pak.                                                          | pak. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                              | BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 ml/ pak.                                                                 | pak. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za protočnu citometriju za rad na protočnom citometru FACS Calibur</b>                                  |                                                                                                                  |      |    |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                              | CD45-PerCP, clone 2D1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                 | kom. | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                                                              | CD79a-PE, clone HM47, Isotype IgG1, Intracellular Ag form, 50 testova                                            | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                              | CD19-PerCP-Cy5.5, clone SJ25C1, Isotype IgG1, 50 testova                                                         | kom. | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                              | CD34-APC, clone 8G12, Isotype IgG1, 100 testova                                                                  | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 23                                                                                                                              | Mouse Anti-Kappa -PE, clone TB28-2, membrane Ag form, 50 testova                                                 | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                                                                                                              | Mouse Anti-Lambda -FITC, clone 1-155-2, membrane Ag form, 50 testova                                             | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                              | Anti-Myeloperoxidase-FITC, clone 5B8, Isotype IgG1, 50 testova                                                   | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                              | CD16-PE, clone B73.1, Isotype IgG1, 100 testova                                                                  | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                              | FMC7-FITC, clone FMC7, Isotype IgM, 50 testova                                                                   | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                              | CD23-PE, clone EBVCS-5, Isotype IgG1 , 50 testova                                                                | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                                                                                              | CD25-FITC, clone 2A3, Isotype IgG1, 100 testova                                                                  | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                                                              | CD56-PE, clone MY31, Isotype IgG1, 100 testova                                                                   | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                                                              | CD56-PE, clone NCAM16.2, Isotype IgG2b, 50 testova                                                               | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                                                              | CD7-FITC, clone M-T701, Isotype IgG1, 50 testova                                                                 | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                                                                                                              | CD19-PE, clone 4G7, Isotype IgG1, 50 testova                                                                     | kom. | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                                              | CD10-PE, clone HI10a, Isotype IgG1, 50 testova                                                                   | kom. | 2  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 35                                                                                                           | CD11b-PE, clone D12, Isotype IgG2a, 100 testova                                                                                                                        | kom.    | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                                                                           | CD11c-APC, clone S-HCL-3, Isotype IgG2b, 100 testova                                                                                                                   | kom.    | 1     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Imunohistohemija, monoklonska antitela i sistemi-kitovi za vizuelizaciju za dijagnostiku u patologiji</b> |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |  |  |  |
| 37                                                                                                           | Antibody Diluent, with Background Reducing agent                                                                                                                       | ml      | 500   |  |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                           | Standardni sistem normalne osetljivosti za vizuelizaciju na bazi peroksidaze (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije                | testova | 3.300 |  |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju poboljšane osetljivosti na osnovu polimera, zasnovan na peroksidazi (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije | testova | 1.100 |  |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju visokog stepena osetljivosti, zasnovan na bazi polimera                                                                                        | testova | 100   |  |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                           | Hromogen supstrat za peroksidazu na bazi AEC ili DAB                                                                                                                   | testova | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                                           | Vodeni rastvor za pokrivanje preparata, sertifikiran za enzimo i imunohistohemiju Aqueous Mounting Medium od 15 ml                                                     | kom     | 30    |  |  |  |  |  |  |
| 43                                                                                                           | DPX rastvor za pokrivanje preparata                                                                                                                                    | ml      | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za patologiju</b>                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |  |  |  |
| 44                                                                                                           | CD45, Leucocyte Common Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren klon 2B11+PD7/26,                                                                                   | kom     | 2     |  |  |  |  |  |  |
| 45                                                                                                           | EMA, Epithelial Membrane Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren, klon E29                                                                                         | kom     | 2     |  |  |  |  |  |  |
| 46                                                                                                           | HLA-DR Antigen, Alpha chain, Culture supernatant, conc, 1ml, clone TAL.1B5                                                                                             | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 47                                                                                                           | TdT, Clone EP266, RTU                                                                                                                                                  | kom     | 2     |  |  |  |  |  |  |
| 48                                                                                                           | DBA 44 Leukemia, Hairy Cell, koncentrovani 1 ml, klon DBA44                                                                                                            | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 49                                                                                                           | Myeloperoxidase, 7ml, RTU                                                                                                                                              | kom     | 2     |  |  |  |  |  |  |
| 50                                                                                                           | ALK Protein, CD246, CLONE ALK1, 1ml koncentrovani                                                                                                                      | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 51                                                                                                           | BCL2 Oncoprotein, koncentrovani, 1 ml, klon 124                                                                                                                        | kom     | 4     |  |  |  |  |  |  |
| 52                                                                                                           | BCL6 Protein Culture supernatant, konc. 1ml klon PG-B6p                                                                                                                | kom     | 3     |  |  |  |  |  |  |
| 53                                                                                                           | Epstein-Barr Virus, LMP, 1ml, klon CS.1-4, Culture supernatant                                                                                                         | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 54                                                                                                           | CD1a, Culture supernatant, konc. 1ml. klon 010                                                                                                                         | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                                           | CD3, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon SP7                                                                                                        | kom     | 4     |  |  |  |  |  |  |
| 56                                                                                                           | CD5, T Cell, RTU-CD5-4C7, 7 ml, klon 4C7                                                                                                                               | kom     | 4     |  |  |  |  |  |  |
| 57                                                                                                           | CD7, clone CBC.37, 1ml, koncentrovan                                                                                                                                   |         | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 58                                                                                                           | Cyclin D1, Culture supernatant, koncentrovani 1ml. Klon SP4                                                                                                            | kom     | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 59                                                                                                           | CD15, Granulocyte-Associated Antigen, Culture supernatant, konc, 1 ml, klon Carb-3                                                                                     | kom     | 2     |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                 |     |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 60 | CD20-Cy, B Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1ml, klon L26              | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CD23, B Cell, klon 1B12, 7ml, RTU,                                              | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CD30, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon Ber-H2                     | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CD34 Class II, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon QBEnd10           | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CD117, c-kit, Affinity isolated, koncentrovan, 0,1ml, clone 104D2               | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CD38, Plasma Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon VS38C         | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CD138, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, clone MI15                       | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CD43, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon DF-T1                      | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CD45R0, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 klon UCHL-1               | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ki 67 Antigen, Culture supernatant, koncentrat, 1ml, klon MIB-1                 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CD79a, B Cell, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon JCB117              | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Granzyme B, Purified, koncentrovan, 1ml, klon GrB-7                             | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IgA, Specific for Alpha-Chaines, pripremljen za upotrebu,                       | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IgD, Specific for Delta-HeavyChain Culture supernatant, konc., 1 ml, klon Ab-1? | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IgG, konc, 1 ml, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                   | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IgM, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                               | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Kappa Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                   | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Lambda Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, 1 ml, clone Y2/51                             | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Glycophorin A, RTU, klon JC159                                                  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | MUM 1 Protein, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon MUM1P               | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | PAX-5 , Clone DAK-Pax5, RTU                                                     | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CD56 , CD56, 1ml, clone 123C3                                                   | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CD10 klon 56C6, RTU-CD10-270, 7ml                                               | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Lysozyme, RTU                                                                   | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CD57, Culture supernatant, 1ml, clone TB01                                      | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Annexin A-1, 7ml                                                                | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CD33, clon PWS44/NCL-L_CD33                                                     | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Cytokeratin, Pan AB-1, clon AE1/AE3, 7ml                                        | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Vimentin, clon V9, 11ml                                                         | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 90                                                        | S-100, 7ml                                                                                                                                                                                            | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91                                                        | CD68, Macrophage Antigen, pripremljen za upotrebu, clone PG-M1                                                                                                                                        | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | <b>Reagensi za određivanje lakih lanaca imunoglobulina za bolesnike sa mijelomom</b>                                                                                                                  |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 92                                                        | Freelite™ Kappa Latex kit                                                                                                                                                                             | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93                                                        | Freelite™ Lambda Latex kit                                                                                                                                                                            | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94                                                        | SPA plus reagent diluent solution pack, SN080.S                                                                                                                                                       | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95                                                        | SPA plus weakly wash protocol&bottles, IK050S                                                                                                                                                         | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96                                                        | SPA plus reaction cuvetes, pak, 20-07-0126                                                                                                                                                            | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97                                                        | SPA plus Alkaline Washing Solution, 500ml, SP2208                                                                                                                                                     | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98                                                        | SPA plus Acid Washing Solution, 500ml, SP2209                                                                                                                                                         | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| <b>REAGENSI ZA KULTURU ČELIJA</b>                         |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 99                                                        | ELISA kit za određivanje koncentracije humanog endogenog eritropoetina (Epo) u telesnim tečnostima a' 96 testova                                                                                      | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                       | Standardne kontrole za humani eritropoetin u serumu                                                                                                                                                   | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101                                                       | Fetalni teleći serum za kulture ćelija (Fetal Bovine Serum (FBS, FCS), endotoxin and hemoglobin tested, cell culture tested, hybridoma tested, sterile-filtered, for in vitro diagnostic use) a'100ml | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Reagensi i DNK probe specifični za FISH u CLL i MM</b> |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 102                                                       | FISH probe za hroničnu limfocitnu leukemiju (13q14.3, 11q22.3, CEP12, 17p13.1) obeležene narandžastim ili zelenim fluorohromom                                                                        | pak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103                                                       | LSI p53 (17p13.1) obeležene narandžastim fluorohromom                                                                                                                                                 | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104                                                       | LSI FGFR3/LSI IGH, t(4p16;14q32) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                        | pak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105                                                       | LSI IGH/LSI MAF, t(14q32;16q23) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                         | pak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106                                                       | 1q21/1p36, obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                                              | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија без ПДВ-а</b>        |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПДВ ..... (уписати стопу)</b>                          |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија са ПДВ-ом</b>        |                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |

1.2 Саставни део овог уговора је понуда добављача број ..... од .....2015. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

## 2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број ..... од .....2015. године.

## 3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.

#### **4. РОК ИСПОРУКЕ**

- 4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се на паритету ф-цо магацин наручиоца.
- 4.2 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву наручиоца, у року од ..... од пријема наруџбенице наручиоца.
- 4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.
- 4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

#### **5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

- 5.1 Добављач је обавезан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).
- 5.3 Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције из става 5.1 уговора, добављач је у обавези да изврши продужење исте.
- 5.4 Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције уговор престаје да производи правна дејства.
- 5.5 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорених обавеза од стране добављача у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
  - у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу да доведу до угрожавања живота и здравља пацијената, рада наручиоца и који могу нанети штету наручиоцу.

#### **6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ**

- 6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:
- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
  - уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
  - достављеним узорцима добара, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.
- 6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
- 6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења неисправних добара као и превоз неисправних добара падају на терет добављача.
- 6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.
- 6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

#### **7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА**

- 7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета, и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

#### **8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА**

- 8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
- 8.2 Добро мора бити транспортовано на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добра.

#### **9. ВИША СИЛА**

- 9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
- 9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

#### **10. СПОРОВИ**

- 10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

## **11. РАСКИД УГОВОРА**

- 11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.
- 11.3 Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2015. годину, за ове намене.
- 11.4 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016. години наручилац ће извршити требовање преосталих количина добара и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2016. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

## **12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

- 12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа једино у односу на каталожке бројеве добара чија је купопродаја предмет овог уговора, и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем.
- 12.2 У случају промене каталожких бројева на начин из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

## **13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА**

- 13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављањем наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

## **14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА**

- 14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.
- 14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора.

## **15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

- 15.1 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 (два) примерка.
- 15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:  
**Прилог бр. 1** – Понуда бр. .... од .....2015. године.  
**Прилог бр. 2** – Финансијска гаранција добављача.

### **УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

**НАРУЧИЛАЦ**  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ  
в.д. директора

\_\_\_\_\_  
**доц. др Милика Ашанин**

**ДОБАВЉАЧ**  
директор

Клинички центар Србије  
Пастерова бр. 2

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА  
НАБАВКА ДОБАРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**

| Редни број партије                                                                                                 | НАЗИВ ДОБАРА                                                                                                                                        | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |                                                                       |                                    |                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | Каталогски број  | Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС | Заштићено име – комерцијални назив | Произвођач – земља порекла | Паковање |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4                                                                     | 5                                  | 6                          | 7        |
| <b>SPECIFIČNI TEST KITOVI ZA CITOLOGIJU/CITOHEMIJU sa CE sertifikatom i certifikatom za hematolosku citohemiju</b> |                                                                                                                                                     |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 1                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti alkalne fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost ALPA, kat No 1.16300 или одговарајући                 |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 2                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti kisele fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost SP, kat No 1.16304 или одговарајући                    |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 3                                                                                                                  | Vodeni agens za pokrivanje preparata sa enzimskom citohemijom, MERCK Aquatex embedding agent, kat No 1.08562 или одговарајући                       |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 4                                                                                                                  | Mesavina tecnih fiksativa, metanola i acetona za enzimsku citohemiju u hematologiji, Merck 112327 leukognost mixture, или одговарајући              |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 5                                                                                                                  | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti ANAE u leukocitima, Merck 116301 leukognost, EST, ANAE kit или одговарајући                             |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 6                                                                                                                  | Brilijant krezil plava boja u kristalu sa certifikatom za citohemiju u hematologiji, Merck 101368 Certistain supstanca, pak 25 gr, или одговарајући |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 7                                                                                                                  | Schiff-reagens za hematolosku citologiju (Merck 1.09033 или одговарајући). 500ml                                                                    |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 8                                                                                                                  | Mayer hematoksilin/hemalum, za primenu u hematoloskoj citohemiji, Merck или одговарајући boca 500ml, 1.09249                                        |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 9                                                                                                                  | Giemsa, boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.09204.0500                                                             |                  |                                                                       |                                    |                            |          |
| 10                                                                                                                 | May Grunwald rastvor, fiksativ i boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.01424.0500                                    |                  |                                                                       |                                    |                            |          |

| Potrošni materijal- Becton Dickinson или одговарајући, за aparat FACSCalibur flow-citometer proizvođača Becton Dickinson |                                                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11                                                                                                                       | BD Calibrite Beads, Unlabeled, FITC, PE (25 testova/pak)              |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                       | BD Calibrite APC (25 testova/pak.)                                    |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                       | BD Calibrite PerCP-Cy5.5 (25 testova/pak.)                            |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                       | BD Calibrite PerCP Beads (25 testova/pak)                             |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                       | BD CellFIX (1000 testova/pak.)                                        |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                       | BD IntraSureTM Kit (50 testova/pak)                                   |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                       | BD Stem Cell Control Kit (Bi-Level Control), 2x2ml/pak.               |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                       | BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 ml/ pak.                      |  |  |  |  |  |
| Monoklonska antitela za protočnu citometriju za rad na protočnom citometru FACS Calibur                                  |                                                                       |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                       | CD45-PerCP, clone 2D1, Isotype IgG1, 100 testova                      |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                                                       | CD79a-PE, clone HM47, Isotype IgG1, Intracellular Ag form, 50 testova |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                       | CD19-PerCP-Cy5.5, clone SJ25C1, Isotype IgG1, 50 testova              |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                       | CD34-APC, clone 8G12, Isotype IgG1, 100 testova                       |  |  |  |  |  |
| 23                                                                                                                       | Mouse Anti-Kappa -PE, clone TB28-2, membrane Ag form, 50 testova      |  |  |  |  |  |
| 24                                                                                                                       | Mouse Anti-Lambda -FITC, clone 1-155-2, membrane Ag form, 50 testova  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                       | Anti-Myeloperoxidase-FITC, clone 5B8, Isotype IgG1, 50 testova        |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                       | CD16-PE, clone B73.1, Isotype IgG1, 100 testova                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 27                                                                                                           | FMC7-FITC, clone FMC7, Isotype IgM, 50 testova                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                           | CD23-PE, clone EBVCS-5, Isotype IgG1 , 50 testova                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 29                                                                                                           | CD25-FITC, clone 2A3, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                                           | CD56-PE, clone MY31, Isotype IgG1, 100 testova                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                                           | CD56-PE, clone NCAM16.2, Isotype IgG2b, 50 testova                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                                           | CD7-FITC, clone M-T701, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 33                                                                                                           | CD19-PE,clone 4G7, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                           | CD10-PE, clone HI10a, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 35                                                                                                           | CD11b-PE, clone D12, Isotype IgG2a, 100 testova                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 36                                                                                                           | CD11c-APC, clone S-HCL-3, Isotype IgG2b, 100 testova                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Imunohistohemija, monoklonska antitela i sistemi-kitovi za vizuelizaciju za dijagnostiku u patologiji</b> |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 37                                                                                                           | Antibody Diluent, with Background Reducing agent                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                           | Standardni sistem normalne osetljivosti za vizuelizaciju na bazi peroksidaze (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije                |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju poboljšane osetljivosti na osnovu polimera, zasnovan na peroksidazi (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju visokog stepena osetljivosti, zasnovan na bazi polimera                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                           | Hromogen supstrat za peroksidazu na bazi AEC ili DAB                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                                           | Vodeni rastvor za pokrivanje preparata, sertifikiran za enzimo i imunohistohemiju Aqueous Mounting Medium od 15 ml                                                     |  |  |  |  |  |

|                                           |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 43                                        | DPX rastvor za pokrivanje preparata                                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za patologiju</b> |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 44                                        | CD45, Leucocyte Common Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren klon 2B11+PD7/26, |  |  |  |  |  |
| 45                                        | EMA, Epithelial Membrane Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren, klon E29       |  |  |  |  |  |
| 46                                        | HLA-DR Antigen, Alpha chain, Culture supernatant, conc, 1ml, clone TAL.1B5           |  |  |  |  |  |
| 47                                        | TdT, Clone EP266, RTU                                                                |  |  |  |  |  |
| 48                                        | DBA 44 Leukemia, Hairy Cell, koncentrovani 1 ml, klon DBA44                          |  |  |  |  |  |
| 49                                        | Myeloperoxidase, 7ml, RTU                                                            |  |  |  |  |  |
| 50                                        | ALK Protein, CD246, CLONE ALK1, 1ml koncentrovani                                    |  |  |  |  |  |
| 51                                        | BCL2 Oncoprotein, koncentrovani, 1 ml, klon 124                                      |  |  |  |  |  |
| 52                                        | BCL6 Protein Culture supernatant, konc. 1ml klon PG-B6p                              |  |  |  |  |  |
| 53                                        | Epstein-Barr Virus, LMP, 1ml, klon CS.1-4, Culture supernatant                       |  |  |  |  |  |
| 54                                        | CD1a, Culture supernatant, konc. 1ml. klon 010                                       |  |  |  |  |  |
| 55                                        | CD3, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon SP7                      |  |  |  |  |  |
| 56                                        | CD5, T Cell, RTU-CD5-4C7, 7 ml, klon 4C7                                             |  |  |  |  |  |
| 57                                        | CD7, clone CBC.37, 1ml, koncentrovan                                                 |  |  |  |  |  |
| 58                                        | Cyclin D1, Culture supernatant, koncentrovani 1ml. Klon SP4                          |  |  |  |  |  |
| 59                                        | CD15, Granulocyte-Associated Antigen, Culture supernatant, konc, 1 ml, klon Carb-3   |  |  |  |  |  |
| 60                                        | CD20-Cy, B Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1ml, klon L26                   |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 61 | CD23, B Cell, klon 1B12, 7ml, RTU,                                              |  |  |  |  |  |
| 62 | CD30, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon Ber-H2                     |  |  |  |  |  |
| 63 | CD34 Class II, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon QBEnd10           |  |  |  |  |  |
| 64 | CD117, c-kit, Affinity isolated, koncentrovan, 0,1ml, clone 104D2               |  |  |  |  |  |
| 65 | CD38, Plasma Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon VS38C         |  |  |  |  |  |
| 66 | CD138, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, clone MI15                       |  |  |  |  |  |
| 67 | CD43, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon DF-T1                      |  |  |  |  |  |
| 68 | CD45R0, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 klon UCHL-1               |  |  |  |  |  |
| 69 | Ki 67 Antigen, Culture supernatant, koncentrat, 1ml, klon MIB-1                 |  |  |  |  |  |
| 70 | CD79a, B Cell, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon JCB117              |  |  |  |  |  |
| 71 | Granzyme B, Purified, koncentrovan, 1ml, klon GrB-7                             |  |  |  |  |  |
| 72 | IgA, Specific for Alpha-Chaines, pripremljen za upotrebu,                       |  |  |  |  |  |
| 73 | IgD, Specific for Delta-HeavyChain Culture supernatant, konc., 1 ml, klon Ab-1? |  |  |  |  |  |
| 74 | IgG, konc, 1 ml, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                   |  |  |  |  |  |
| 75 | IgM, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                               |  |  |  |  |  |
| 76 | Kappa Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                   |  |  |  |  |  |
| 77 | Lambda Light Chaines, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,                  |  |  |  |  |  |
| 78 | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, 1 ml, clone Y2/51                             |  |  |  |  |  |

|                                                                                       |                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 79                                                                                    | Glycophorin A, RTU, klon JC159                                    |  |  |  |  |  |
| 80                                                                                    | MUM 1 Protein, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon MUM1P |  |  |  |  |  |
| 81                                                                                    | PAX-5 , Clone DAK-Pax5, RTU                                       |  |  |  |  |  |
| 82                                                                                    | CD56 , CD56, 1ml, clone 123C3                                     |  |  |  |  |  |
| 83                                                                                    | CD10 klon 56C6, RTU-CD10-270, 7ml                                 |  |  |  |  |  |
| 84                                                                                    | Lysozyme, RTU                                                     |  |  |  |  |  |
| 85                                                                                    | CD57, Culture supernatant, 1ml, clone TB01                        |  |  |  |  |  |
| 86                                                                                    | Annexin A-1, 7ml                                                  |  |  |  |  |  |
| 87                                                                                    | CD33, clon PWS44/NCL-L_CD33                                       |  |  |  |  |  |
| 88                                                                                    | Cytokeratin, Pan AB-1, clon AE1/AE3, 7ml                          |  |  |  |  |  |
| 89                                                                                    | Vimentin, clon V9, 11ml                                           |  |  |  |  |  |
| 90                                                                                    | S-100, 7ml                                                        |  |  |  |  |  |
| 91                                                                                    | CD68, Macrophage Antigen, pripremljen za upotrebu, clone PG-M1    |  |  |  |  |  |
| <b>Reagensi za odredjivanje lakih lanaca imunoglobulina za bolesnike sa mijelomom</b> |                                                                   |  |  |  |  |  |
| 92                                                                                    | Freelite™ Kappa Latex kit                                         |  |  |  |  |  |
| 93                                                                                    | Freelite™ Lambda Latex kit                                        |  |  |  |  |  |
| 94                                                                                    | SPA plus reagent diluent solution pack, SN080.S                   |  |  |  |  |  |
| 95                                                                                    | SPA plus weakly wash protocol&bottles, IK050S                     |  |  |  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 96                                                        | SPA plus reaction cuvetes, pak, 20-07-0126                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 97                                                        | SPA plus Alkaline Washing Solution, 500ml, SP2208                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 98                                                        | SPA plus Acid Washing Solution, 500ml, SP2209                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| <b>REAGENSI ZA KULTURU ČELIJA</b>                         |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 99                                                        | ELISA kit za određivanje koncentracije humanog endogenog eritropoetina (Epo) u telesnim tečnostima a' 96 testova                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 100                                                       | Standardne kontrole za humani eritropoetin u serumu                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 101                                                       | Fetalni teleći serum za kulture ćelija (Fetal Bovine Serum (FBS, FCS), endotoxin and hemoglobin tested, cell culture tested, hybridoma tested, sterile-filtered, for in vitro diagnostic use) a'100ml |  |  |  |  |  |
| <b>Reagensi i DNK probe specifični za FISH u CLL i MM</b> |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 102                                                       | FISH probe za hroničnu limfocitnu leukemiju (13q14.3, 11q22.3, CEP12, 17p13.1) obeležene narandžastim ili zelenim fluorohromom                                                                        |  |  |  |  |  |
| 103                                                       | LSI p53 (17p13.1) obeležene narandžastim fluorohromom                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 104                                                       | LSI FGFR3/LSI IGH, t(4p16;14q32) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 105                                                       | LSI IGH/LSI MAF, t(14q32;16q23) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 106                                                       | 1q21/1p36, obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>НАПОМЕНА:</b> | <b>1.</b> Обавезно је уписивање – Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.                                                                                                      |
|                  | <b>2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | <b>3.</b> Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде, с обзиром да се предметна добра користе као“ in vitro“-дијагностичка медицинска средства.<br>У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.</p> |
|  | <p>5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Начин спровођења контроле квалитета:**

*(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)*

**Обезбеђивање гаранције квалитета:**

*(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)*

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_  
 Адреса и седиште: \_\_\_\_\_  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_  
 Број понуде: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**

| Редни број партије                                                                                                               | НАЗИВ ДОБРА                                                                                                                                         | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ                  |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Јединична цена (динара без ПДВ-а) | Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.) | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Укупна цена (без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а на укупну цену | Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8) |
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                   | 3                                 | 4                                                                         | 5           | 6                             | 7                       | 8                          | 9                                  |
| <b>SPECIFIČNI TEST KITOVI ZA CITOLOGIJU/CITOHEMIJU sa CE sertifikatom i certifikatom za hematolosku citohemiju</b>               |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 1                                                                                                                                | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti alkalne fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost ALPA, kat No 1.16300 или одговарајући                 |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 2                                                                                                                                | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti kisele fosfataza u leukocitima, MERCK Leucognost SP, kat No 1.16304 или одговарајући                    |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 3                                                                                                                                | Vodeni agens za pokrivanje preparata sa enzimskom citohemijom, MERCK Aquatex embedding agent, kat No 1.08562 или одговарајући                       |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 4                                                                                                                                | Mesavina tecnih fiksativa, metanola i acetona za enzimsku citohemiju u hematologiji, Merck 112327 leukognost mixture, или одговарајући              |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 5                                                                                                                                | Kit za citohemijsko odredjivanje aktivnosti ANAE u leukocitima, Merck 116301 leukognost, EST, ANAE kit или одговарајући                             |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 6                                                                                                                                | Brilijant krezil plava boja u kristalu sa certifikatom za citohemiju u hematologiji, Merck 101368 Certistain supstanca, pak 25 gr, или одговарајући |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 7                                                                                                                                | Schiff-reagens za hematolosku citologiju (Merck 1.09033 или одговарајући). 500ml                                                                    |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 8                                                                                                                                | Mayer hematoksilin/hemalum, za primenu u hematoloskoj citohemiji, Merck или одговарајући boca 500ml, 1.09249                                        |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 9                                                                                                                                | Giemsa, boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.09204.0500                                                             |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 10                                                                                                                               | May Grunwald rastvor, fiksativ i boja za hematolosku citologiju, Merck или одговарајући, boca 500ml 1.01424.0500                                    |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| <b>Potrošni materijal- Becton Dickinson, или одговарајући ,za aparat FACSCalibur flow-citometer proizvođača Becton Dickinson</b> |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |
| 11                                                                                                                               | BD Calibrite Beads, Unlabeled, FITC, PE (25 testova/pak)                                                                                            |                                   |                                                                           |             |                               |                         |                            |                                    |

|                                                                                                |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12                                                                                             | BD Calibrite APC (25 testova/pak.)                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                             | BD Calibrite PerCP-Cy5.5 (25 testova/pak.)                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                             | BD Calibrite PerCP Beads (25 testova/pak)                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                             | BD CellFIX (1000 testova/pak.)                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                             | BD IntraSureTM Kit (50 testova/pak)                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                             | BD Stem Cell Control Kit (Bi-Level Control), 2x2ml/pak.               |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                             | BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 ml/ pak.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za protočnu citometriju za rad na protočnom citometru FACS Calibur</b> |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                             | CD45-PerCP, clone 2D1, Isotype IgG1, 100 testova                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                             | CD79a-PE, clone HM47, Isotype IgG1, Intracellular Ag form, 50 testova |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                             | CD19-PerCP-Cy5.5, clone SJ25C1, Isotype IgG1, 50 testova              |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                             | CD34-APC, clone 8G12, Isotype IgG1, 100 testova                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                                                                                             | Mouse Anti-Kappa -PE, clone TB28-2, membrane Ag form, 50 testova      |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                                                                             | Mouse Anti-Lambda -FITC, clone 1-155-2, membrane Ag form, 50 testova  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                                             | Anti-Myeloperoxidase-FITC, clone 5B8, Isotype IgG1, 50 testova        |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                             | CD16-PE, clone B73.1, Isotype IgG1, 100 testova                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                             | FMC7-FITC, clone FMC7, Isotype IgM, 50 testova                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                             | CD23-PE, clone EBVCS-5, Isotype IgG1 , 50 testova                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                                                             | CD25-FITC, clone 2A3, Isotype IgG1, 100 testova                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                             | CD56-PE, clone MY31, Isotype IgG1, 100 testova                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                             | CD56-PE, clone NCAM16.2, Isotype IgG2b, 50 testova                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                             | CD7-FITC, clone M-T701, Isotype IgG1, 50 testova                      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33                                                                                                           | CD19-PE,clone 4G7, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                           | CD10-PE, clone HI10a, Isotype IgG1, 50 testova                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                                                                                                           | CD11b-PE, clone D12, Isotype IgG2a, 100 testova                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                                                                           | CD11c-APC, clone S-HCL-3, Isotype IgG2b, 100 testova                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Imunohistohemija, monoklonska antitela i sistemi-kitovi za vizuelizaciju za dijagnostiku u patologiji</b> |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 37                                                                                                           | Antibody Diluent, with Background Reducing agent                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                           | Standardni sistem normalne osetljivosti za vizuelizaciju na bazi peroksidaze (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije                |  |  |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju poboljšane osetljivosti na osnovu polimera, zasnovan na peroksidazi (HRP) za primarna antitela prvenstveno mišija/zečija ili druge kombinacije |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                           | Sistem za vizuelizaciju visokog stepena osetljivosti, zasnovan na bazi polimera                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                           | Hromogen supstrat za peroksidazu na bazi AEC ili DAB                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                                           | Vodeni rastvor za pokrivanje preparata, sertifikiran za enzimo i imunohistohemiju Aqueous Mounting Medium od 15 ml                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 43                                                                                                           | DPX rastvor za pokrivanje preparata                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monoklonska antitela za patologiju</b>                                                                    |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 44                                                                                                           | CD45, Leucocyte Common Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren klon 2B11+PD7/26,                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 45                                                                                                           | EMA, Epithelial Membrane Antigen, pripremljen za upotrebu, rastvoren, klon E29                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 46                                                                                                           | HLA-DR Antigen, Alpha chain, Culture supernatant, conc, 1ml, clone TAL.1B5                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 47                                                                                                           | TdT, Clone EP266, RTU                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48                                                                                                           | DBA 44 Leukemia, Hairy Cell, koncentrovani 1 ml, klon DBA44                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 49                                                                                                           | Myeloperoxidase, 7ml, RTU                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 50                                                                                                           | ALK Protein, CD246, CLONE ALK1, 1ml koncentrovani                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 51                                                                                                           | BCL2 Oncoprotein, koncentrovani, 1 ml,klon 124                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 52 | BCL6 Protein Culture supernatant,konc.1ml klon PG-B6p                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Epstein-Barr Virus, LMP, 1ml, klon CS.1-4, Culture supernatant                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CD1a, Culture supernatant, konc.1ml.klon 010                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CD3, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani,1 ml, klon SP7                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CD5, T Cell, RTU-CD5-4C7, 7 ml, klon 4C7                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CD7,clone CBC.37, 1ml, koncentrovan                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Cyclin D1, Culture supernatant,koncentrovani 1ml. Klon SP4                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CD15, Granulocyte-Associated Antigen, Culture supernatant, konc, 1 ml, klon Carb-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CD20-Cy, B Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1ml, klon L26                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CD23, B Cell, klon 1B12, 7ml, RTU,                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CD30, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon Ber-H2                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CD34 Class II, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon QBEnd10              |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CD117, c-kit, Affinity isolated, koncentrovan, 0,1ml, clone 104D2                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CD38, Plasma Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon VS38C            |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CD138, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, clone MI15                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CD43, Culture supernatant, koncentrovani, 1 ml, klon DF-T1                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CD45R0, T Cell, Culture supernatant, koncentrovani, 1 klon UCHL-1                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ki 67 Antigen, Culture supernatant, koncentrat, 1ml, klon MIB-1                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CD79a, B Cell, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon JCB117                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Granzyme B, Purified, koncentrovan, 1ml, klon GrB-7                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IgA, Specific for Alpha-Chaines, pripremljen za upotrebu,                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IgD,Specific for Delta-HeavyChain Culture supernatant,konc.,1 ml, klon Ab-1?       |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                       |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 74                                                                                    | IgG, konc, 1 ml, Polyclonal Rabbit Anti-Human                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 75                                                                                    | IgM, Polyclonal Rabbit Anti-Human                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76                                                                                    | Kappa Light Chains, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,      |  |  |  |  |  |  |  |
| 77                                                                                    | Lambda Light Chains, Culture supernatant, koncentrovan, 1 ml,     |  |  |  |  |  |  |  |
| 78                                                                                    | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, 1 ml, clone Y2/51               |  |  |  |  |  |  |  |
| 79                                                                                    | Glycophorin A, RTU, klon JC159                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 80                                                                                    | MUM 1 Protein, Culture supernatant, koncentrovan, 1ml, klon MUM1P |  |  |  |  |  |  |  |
| 81                                                                                    | PAX-5 , Clone DAK-Pax5, RTU                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 82                                                                                    | CD56 , CD56, 1ml, clone 123C3                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 83                                                                                    | CD10 klon 56C6, RTU-CD10-270, 7ml                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84                                                                                    | Lysozyme, RTU                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 85                                                                                    | CD57, Culture supernatant, 1ml, clone TB01                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 86                                                                                    | Annexin A-1, 7ml                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87                                                                                    | CD33, clon PWS44/NCL-L_CD33                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 88                                                                                    | Cytokeratin, Pan AB-1, clon AE1/AE3, 7ml                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 89                                                                                    | Vimentin, clon V9, 11ml                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                                                                                    | S-100, 7ml                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 91                                                                                    | CD68, Macrophage Antigen, pripremljen za upotrebu, clone PG-M1    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Reagensi za odredjivanje lakih lanaca imunoglobulina za bolesnike sa mijelomom</b> |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 92                                                                                    | Freelite™ Kappa Latex kit                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 93                                                                                    | Freelite™ Lambda Latex kit                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 94                                                                                    | SPA plus reagent diluent solution pack, SN080.S                   |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 95                                                        | SPA plus weakly wash protocol&bottles, IK050S                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 96                                                        | SPA plus reaction cuvetes, pak, 20-07-0126                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 97                                                        | SPA plus Alkaline Washing Solution, 500ml, SP2208                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 98                                                        | SPA plus Acid Washing Solution, 500ml, SP2209                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>REAGENSI ZA KULTURU ČELIJA</b>                         |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 99                                                        | ELISA kit za određivanje koncentracije humanog endogenog eritropoetina (Epo) u telesnim tečnostima a' 96 testova                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                       | Standardne kontrole za humani eritropoetin u serumu                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 101                                                       | Fetalni teleći serum za kulture ćelija (Fetal Bovine Serum (FBS, FCS), endotoxin and hemoglobin tested, cell culture tested, hybridoma tested, sterile-filtered, for in vitro diagnostic use) a'100ml |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Reagensi i DNK probe specifični za FISH u CLL i MM</b> |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 102                                                       | FISH probe za hroničnu limfocitnu leukemiju (13q14.3, 11q22.3, CEP12, 17p13.1) obeležene narandžastim ili zelenim fluorohromom                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 103                                                       | LSI p53 (17p13.1) obeležene narandžastim fluorohromom                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104                                                       | LSI FGFR3/LSI IGH, t(4p16;14q32) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 105                                                       | LSI IGH/LSI MAF, t(14q32;16q23) obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 106                                                       | 1q21/1p36, obeležene narandžastim i zelenim fluorohromom                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**



**Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда Клиничког центра Србије, за набавку добара

**Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**

Број јавне набавке: **308A/2015**

Изјављујемо да ћемо, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, и то:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, или

б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

*(заокружити једну од наведених финансијских гаранција у складу са Законом о јавним набавкама).*

у \_\_\_\_\_, ..... 2015. године

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

.....

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;   
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

### Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија

Број јавне набавке: **308A/2015**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ динара,  
словима: (\_\_\_\_\_)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

**Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.**

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације)
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
  - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
  - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

# ЛОГО БАНКЕ

**Предмет: ГАРАНЦИЈА**

С обзиром на то да је \_\_\_\_\_ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)  
(назив понуђача)

доставио дана \_\_\_\_\_ своју понуду за јавну набавку добара  
\_\_\_\_\_ (у даљем тексту ПОНУДА),  
(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у \_\_\_\_\_ (у даљем тексту БАНКА),  
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од \_\_\_\_\_ РСД,  
словима: \_\_\_\_\_

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан \_\_\_\_\_

**УСЛОВИ** ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.  
**МИ** преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Потпис банке \_\_\_\_\_

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_ / \_\_ / ;          
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у отвореном поступку јавне набавке  
добара **308A/2015 – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија** бр. \_\_\_\_\_  
од \_\_\_\_\_ 2015. године.

(код добављача заведен под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА по напред наведеном уговору, да  
ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ динара,  
словима: (\_\_\_\_\_)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

**Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на  
текући рачун бр. 840-667667-80.**

Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни своју уговорну обавезу, наручилац ће трећег дана по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА**  
**за доделу уговора у поступку јавне набавке добара**  
**Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија**  
**Број јавне набавке: 308A/2015**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да применом основног критеријума наручилац не може да донесе Одлуку о додели уговора, тј. уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор о јавној набавци ће бити додељен применом „резервног“ елемента критеријума „краћи рок испоруке“.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом другог „резервног“ елемента критеријума – жребањем (извлачење из шешира).

(Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник).